

مقدمه:

ساختمان و متابولیسم: این آنتی ژن هم در سلولهای اپیتلیال پروستات نرمال و هم در سلولهای سرطانی مستقر است. این آنتی ژن عملاً از نظر ایمنولوژیک از اسید فسفاتاز کاملاً متمایز است. ثابت شده که موثرترین روش برای پیگیری و تشخیص کارسینوم پروستات می باشد. غلظت این آنتی ژن در افراد مبتلا به سرطان پیشرفته پروستات و بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) افزایش پیدا می کند. PSA در سرم به چندین شکل وجود دارد. یک نوع آن از نظر فعالیت ایمنی کارایی نداشته و توسط آلفا-2-ماکروگلوبولین احاطه شده است. نوع دیگر PSA در سرم با یک نوع مهار کننده پروتئاز به نام آلفا-1-آنتی کیموتریپسین (ACT) کمپلکس تشکیل داده است. با وجودی که ACT فقط به جایگاه فعال PSA متصل می شود، PSA با تست های ایمنی قابل تشخیص است. شکل سوم PSA که نمایانگر یک پروانزیم یا شکل غیر فعال از نظر آنزیمی و کمپلکس با ACT نیست، PSA آزاد یا Free PSA نام دارد. از نظر پزشکی مقدار PSA-ACT و Free PSA زمانی که با مقدار کل PSA یا Total PSA مقایسه شود، نقطه تمایز بین کانسر پروستات و بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) است. مطالعات نشان داده است که بین بیماران که مقدار Total PSA آنها بین 4 تا 10 نانوگرم بر میلی لیتر است، نسبت PSA آزاد به Total PSA در آقایان دارای سرطان پروستات پایین تر از آنهایی است که به بزرگی خوش خیم پروستات مبتلا هستند.

معرفی آزمایش و کاربرد بالینی:

این آزمایش همراه با PAP (Prostate Acid Phosphate) در مراحل اولیه سرطان پروستات افزایش می یابد اندازه گیری PSA در درمان و پیشگیری سرطان پروستات موثر است. بالاترین ارزش PSA به عنوان یک شاخص برای پیشگیری بیماران با ریسک بالا و یا بیماری پیشرفته است. PSA به تنهایی شاخص محکمی جهت تشخیص سرطان پروستات نیست و باید حتماً با معاینه رکتال Digital Rectal exam همراه باشد چون PSA در هیپرتروفی های خوش خیم پروستات هم بالا می رود.

محدوده طبیعی:

با مطالعه بر روی 200 نمونه سرم مردان سالم مقدار طبیعی Free PSA با کیت شرکت زیست کارپیرا به روش الایزا بدست آمده به قرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد تا هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:

محدوده طبیعی	Up to 1.3 ng/ml
--------------	-----------------

زمانی که غلظت Total PSA بین 4 تا 10 نانوگرم بر میلی لیتر باشد، نسبت Free PSA به Total PSA، نقطه تمایز بین کانسر پروستات و بزرگی خوش خیم پروستات است (Gray Zone). بسته به نسبت، احتمال سرطان پروستات می تواند به صورت زیر باشد. با این وجود لازمه تشخیص سرطان پروستات فقط بیوپسی بوده و آزمایش Total PSA و Free PSA در جهت کمک به تصمیم گیری پزشک برای انجام بیوپسی دارای اعتبار است. برای محاسبه درصد Free PSA نمونه، لازم است که غلظت Total PSA و Free PSA همان نمونه را با کیت های شرکت زیست کارپیرا تعیین کرد. سپس با تقسیم Free PSA به Total PSA ضریب عدد 100، درصد Free PSA را بدست آورید.

نسبت Free PSA به Total PSA	50-59 سال	60-65 سال	بیش از 70 سال
صفر تا 10 درصد	49.2%	57.5%	64.5%
11 تا 18 درصد	26.9%	33.9%	40.8%
19 تا 25 درصد	18.3%	23.9%	29.7%
بیش از 25 درصد	9.1%	12.2%	15.8%

اساس آزمایش :

اساس این کیت به روش ساندویچ الایزا می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی منوکلونال بر علیه یک واحد آنتی ژنیک Free PSA، Coat میشوند. نمونه بیماران با آنتی بادی Coat شده در چاهکها مجاور می شود، سپس آنتی بادی ثانویه متصل به آنزیم HRP به چاهکها اضافه می شود که باعث ایجاد یک کمپلکس ایمنی می شود که نشانگر غلظت Free PSA در نمونه ها می باشد. در ادامه پس از شستشو، محلول رنگزا که حاوی H₂O₂ و کروموزن است به داخل چاهکها ریخته میشود و تولید رنگ آبی می کند که رنگ آبی تولید شده متناسب با کمپلکس ایمنی ایجاد شده در چاهکها می باشد. با افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل میشود که بهترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر دارد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه :

سرم یا پلاسما را می توان پس از جدا نمودن از خون استفاده نمود. نمونه را می توان به مدت 24 ساعت در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و یا برای مدت زمان طولانی تر در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری کرد. (در ضمن باید از Freeze - Thaw Freezing کردن نمونه پر هیز شود) سن بیمار و سابقه معاینه باید قبل از نمونه گیری پرسیده شود.

محتویات کیت :

- 1- یک عدد پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد Free PSA (Anti-Free PSA coated Plate) دارای 96 چاهک
- 2- سری استاندارد (Standard Set): 6 ویال استاندارد دارای غلظت های 0.5، 1، 2.5، 5، 10 ng/ml صفر-، 0.5، 1، 2.5، 5، 10 که هر ویال محتوی 0.5 میلی لیتر می باشد.
- 3- سرم کنترل (Control Serum): یک ویال حاوی 0.5 میلی لیتر سرم کنترل با غلظت های مشخص نوشته شده روی برچسب ویال.
- 4- محلول رقیق کننده نمونه ها (Sample Diluent): یک ویال حاوی 1 میلی لیتر برای رقیق کردن نمونه هایی که غلظت بالاتری از بالاترین استاندارد کیت را دارا می باشند.
- 5- محلول آنزیم کنژوگه (Enzyme Conjugate): یک ویال حاوی 12 میلی لیتر محلول حاوی PSA کنژوگه شده با HRP.
- 6- محلول شستشو (Washing Solution): یک ویال حاوی 40 میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (25 X) که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف مقدار لازم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت 1/25 با آب مقطر رقیق کنید.
- 7- محلول رنگزا (Chromogen Substrate): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر و آماده برای مصرف.
- 8- محلول متوقف کننده (Stop Solution): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر.
- 10- بر چسب مخصوص پلیت (Card Board Sealer)

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:

- 1- دستگاه خوانش الایزا (Eliza Reader) دارای فیلتر 450 نانومتر و در صورت امکان 630 به عنوان فیلتر رفرانس.
- 2- سمپلر های 25 و 100 میکرولیتر دقیق
- 3- آب مقطر

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- 1- محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت می باشد .
- 2- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمائید .
- 3- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HIV, HCV, HBs AG کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند . جهت احتیاط بهتر است هر کاربری که با کیت کار می کند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزد .

توضیحات عمومی:

- 1- قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و به خوبی تکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند.
- 2- بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند .
- 3- از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
- 4- پس از افزودن محلول متوقف کننده ، جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
- 5- برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند .
- 6- از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب ، زمان انکو باسیون مناسب می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید ، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتری میشود .
- 7- بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها پیش از 5 دقیقه به طول نیانجامد .


مراحل انجام آزمایش :

- 1- تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید .
- 2- 25 میکرولیتر از هر استاندارد ، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید ، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها به صورت داپلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید .
- 3- سپس 100 میکرولیتر از محلول Enzyme Conjugate را به هر چاهک اضافه نموده و پلیت را به آرامی به مدت 15 ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند .
- 4- درب چاهکها را با برسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت 30 دقیقه در درجه حرارت اتاق (22-28 درجه سانتیگراد) انکوبه نمائید .
- 5- محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را 5 بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشوئید (برای شستشو می توان از سمپلر 8 کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد). در هر دفعه شستشو حدود 300 میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی محلول شستشو خارج شوند.
- 6- 100 میکرولیتر محلول رنگزا (Chromogen – Substrate) به هر چاهک اضافه نمائید و چاهکها را به مدت 15 دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمائید .
- 7- با اضافه کردن 100 میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمائید . برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الایزا ریدر با فیلتر 450 nm استفاده نمائید . (توصیه می شود از فیلتر 630 nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد).

محاسبه نتایج :

- 1- جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها را به کمک دستگاه Eliza Reader در طول موج 450nm و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس 630nm بخوانید.
- 2- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد ها و غلظت معلوم آنها نموداری Point To Point رسم کنید ، به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید ، در ادامه نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمائید تا منحنی بدست آید.
- 3- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید ، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمائید بطوریکه این خط کاملاً بر محور عمودی عمود باشد و در ادامه از محل تلاقی خط و منحنی ، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید ، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

	Conc. ng/ml	OD 450/630
St 1	0	0.03
St 2	0.5	0.16
St 3	1.0	0.32
St 4	2.5	0.64
St 5	5	1.2
St 6	10	2.3



توجه : جذب های نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.

شرایط نگهداری فرآورده تشخیصی:

- 1- دمایی نگهداری کیت بین 2-8 C می باشد و بهتر است که در 4C نگهداری شود.
- 2- با توجه به انجام تست های Accelerate و Full Term این کیت در صورت رعایت موارد نگهداری صحیح تا 12 ماه پایدار می باشد و در این مدت کیت حاضر بالای 90 درصد کارایی اولیه را داراست. با توجه به آزمایشات انجام شده در صورت باز نمودن کیت یک ماه پایدار می باشد.
- 3- چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمایید.
- 4- **توجه:** در صورت باز شدن درب کیت و محلول ها تازمانی که آلودگی میکروبی و قارچی رخ ندهد کیت پایدار خواهند بود.

شاخصهای اجرایی:

- 1- **حداقل مقدار قابل اندازه گیری:** بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و دو برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت Free PSA قابل تشخیص در این کیت 0.05 ng/ml می باشد.
- 2- **دقت آزمایش:** آزمایشهای اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشهای مختلف) با استفاده از استانداردهای با غلظتهای مختلف Free PSA انجام گردید که در جداول 1 و 2 آمده است.

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین ng/ml	SD ng/ml	CV%
1	12	0.21	0.015	7.4
2	12	1.75	0.07	4.9
3	12	5.4	0.29	3.2

جدول شماره 2 (اینترا-اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین ng/ml	SD ng/ml	CV%
1	6	0.16	0.015	7.4
2	6	1.4	0.15	6.6
3	6	4.7	0.3	5.8

هر سری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است.

3- ریکواری آزمایش:

مقادیر معلومی از Free PSA به 4 سرم با غلظتهای مشخص Free PSA افزوده شد و ریکواری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول صفحه بعد آمده است.

جدول ریکواری:

نمونه	مقدار FPSA موجود در سرم (ng/ml)	مقدار افزوده شده FPSA (ng/ml)	مقدار مورد انتظار (ng/ml)	مقدار بدست آمده (ng/ml)	ریکواری (%)
1	0.14	0.5	0.32	0.29	90
1	0.14	1	0.57	65	114
1	0.14	2.5	1.32	1.41	106
2	1.8	0.5	1.15	1	86
2	1.8	1	1.4	1.28	91
2	1.8	2.5	2.15	2.3	112
3	3.6	0.5	2.05	1.95	95
3	3.6	1	2.3	2.3	100
3	3.6	2.5	3.05	3.14	102
4	5.2	0.5	2.85	2.77	97
4	5.2	1	3.1	3.1	100
4	5.2	2.5	3.85	3.66	95

4- خطی بودن آزمایش:

به کمک استاندارد صفر رفتهای متوالی 4 نمونه سرم با غلظت مشخص از Free PSA تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول نتایج آن آورده شده است.

جدول خطی بودن :

ریکاروری (%)				مقدار Free PSA موجود در سرم رقیق نشده (ng/ml)	نمونه
رقت 100%	رقت 75%	رقت 50%	رقت 25%		
105	100	98	97	2.2	1
98	90	103	100	3.9	2
92	92	94	105	6.75	3

5- اثر هوك (Hook Effect) : جهت سرمهایی با غلظت بسیار بالا از این آنالیت (10µg/ml) صورت گرفت که پدیده هوك مشاهده نشد .

6- اختصاصیت کیت : واکنش متقاطع با غلظت بسیار بالا از آنالیت‌های HCG (50000 IU/L) و CEA (5 µg/ml) و AFP (10 µg/ml) و با کیت PSA-ACT مشاهده نشد.

References:

Zhov A.M, Tewari P.C, card weu G.W. Multiple forms of PSA in serum; differences in immunorecognition by monoclonal and polyclonal assay. Clin. Chem. 1993;39: 2483
Jonathan McDemed, Using PSA intelligently to manage prostate cancer. PCRI Insights, August 2005 vol. 8, no.3
Belanger A, van Harbeek H, et al. Molecular mass and carbohydrate structure of prostate specific antigen. Studies for establishment of an international PSA. Prostate 1995; 27: 187-197

Adress :

No:1161 , Bid Avenue , Payetakht , Industrial zone , Tehran , Iran

Tel : +98 21 66 56 91 84 - 66 59 37 41 Fax : +98 21 66 56 14 28

Email : info@biokarpira.com

www.biokarpira.com



043 ISO 9001-2008 13485