

مقدمه:

ساختمان و متابولیسم: پرولاکتین یک زنجیره پلی پپتیدی متشکل از 198 اسید آمینه با 3 پل دی سولفیدی داخل مولکولی است. وزن مولکولی آن 22000 دالتون است و از سلولهای لاکتوتروپیک هیپوفیز ترشح می شود که اسیدوفیل هستند. مولکول Big prolactin با وزن مولکولی بالا و از نظر بیولوژیکی غیر فعال توسط آدنوما تولید می شود. اختلاف جنس تا سن بلوغ تأثیری روی میزان پرولاکتین ندارد. وقتی تولید استروژن بالا می رود تولید پرولاکتین در زنان بالا می رود. تغییرات غلظت پرولاکتین در بالغین با نوسانات اپی زودیک و بعد از خواب یک پیک نزولی دارد. سنتر و ترشح PRL با فاکتورهای هیپوتالامیک تنظیم می شود. مثل TRH که نقش تحریک کننده بر پرولاکتین و دوپامین دارد. نقش اصلی و بیولوژیکی پرولاکتین در زنان تحریک و تکامل غدد شیری و ترشح شیر بعد از زایمان است.

معرفی آزمایش و کاربرد بالینی:

انجام آزمایش در تشخیص و ردیابی تومورهای ترشح کننده پرولاکتین موثر است. آموره ثانویه یا گالاکتوره را می توان با این آزمایش حدس زد. در هیپر لاکتینمیا نیز افزایش سطح پرولاکتین دیده می شود. برای بیماری های هیپوتالاموس، تأثیر جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی در تومورهای مترشح، پرولاکتین مفید است. در موارد بیماری هیپوتالاموس یا هیپوفیز، آکرومکالی، هیپوتیروئیدیسم اولیه، بیماری های کلیوی، آنورکسی و هیپو کلیسمی وابسته به انسولین افزایش پرولاکتین دیده می شود. همچنین افزایش فیزیولوژیکی پرولاکتین در جنین و نوزادان دیده می شود. در سندرم (sheeha apoplexy هیپوفیز) کاهش پرولاکتین وجود دارد. آزمایش تضعیف یا L-dopa و تحریک با TRH یا Chlorpromazine برای بررسی موارد غیر طبیعی ترشح پرولاکتین از هیپوفیز انجام می شود.

اساس آزمایش:

اساس این کیت به روش ساندویچ الایزا می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی منوکلونال بر علیه یک واحد آنتی ژنیک PRL، Coat میشوند. نمونه بیماران با آنتی بادی Coat شده در چاهکها مجاور می شود، سپس آنتی بادی ثانویه متصل به آنزیم HRP به چاهکها اضافه می شود که باعث ایجاد یک کمپلکس ایمنی می شود که نشانگر غلظت PRL در نمونه ها می باشد. در ادامه پس از شستشو، محلول رنگزا که حاوی H₂O₂ و کروموزن است به داخل چاهکها ریخته میشود و تولید رنگ آبی می کند که رنگ آبی تولید شده متناسب با کمپلکس ایمنی ایجاد شده در چاهکها می باشد. با افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل میشود که بهترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر دارد.

محدوده طبیعی:

مقادیر نرمال PRL در سرم افراد طبیعی که توسط تست های مکرر به روش الایزا بدست آمده به شرح زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد تا هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:

110-555	زنان غیر باردار
30-435	مردان
424-67	بچه ها
>720	در 3 ماهه سوم بارداری
30-420	بعد از یایسگی

واحد اندازه گیری PRL، mIU/Lit می باشد، که برای تبدیل آن به ng/ml از فرمول زیر استفاده میگردد:

$$\text{mIU/L} = 21.2 \text{ ng/ml}$$

$$\text{ng/ml} = 0.0472 \text{ mIU/L}$$

جمع آوری و آماده سازی نمونه:

سرم بعد از 3-4 ساعت بعد از بیداری گرفته شود و در 4 درجه به مدت 24 ساعت و برای نگهداری طولانی در 20- نگهداری شود. در نمونه باید ناشتا گرفته شود، سرم به شدت همولیز و لیپمیک باید حذف شود.

واکنش تداخلی:

استرس - حاملگی - خواب - تحریک نوک پستان و شیر دهی افزایش دهنده پرولاکتین می باشند. داروهای مثل استروژن، متیل دوپا، آنتی دپرسیوانتی Tri cyclic و فنوتیازین ها و ضد فشار خون ها بالا برنده پرولاکتین هستند. داروهای مثل دوپامینرژیک از ترشح پرولاکتین ممانعت می کند و L-Dopa در گالاکتوره میتواند ترشح پرولاکتین نرمال را سبب شود.

محتویات کیت:

- 1- یک عدد پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد PRL (Anti -PRL Coated Plate) دارای 96 چاهک.
- 2- سری استاندارد (Standard Set): 6 ویال استاندارد دارای غلظت های 1000، 500، 50، 100، 2000 که هر ویال محتوی 1 میلی لیتر می باشد.
- 3- سرم کنترل (Control Serum): یک ویال حاوی 1 میلی لیتر سرم کنترل با غلظت مشخص نوشته شده روی برچسب ویال
- 4- محلول رقیق کننده نمونه ها (Sample Diluent): یک ویال حاوی 1 میلی لیتر برای رقیق کردن نمونه هانی که غلظت بالاتری از بالاترین استاندارد کیت را دارا می باشند.
- 5- محلول آنزیم کنژوگه (Enzyme Conjugate): یک ویال حاوی 12 میلی لیتر محلول حاوی PRL کنژوگه شده با HRP.
- 6- محلول شستشو (Washing Solution): یک ویال حاوی 40 میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (25 X) که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف مقدار لازم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت 1/25 با آب مقطر رقیق کنید.
- 7- محلول رنگزا (Chromogen Substrate): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر و آماده برای مصرف.
- 8- محلول متوقف کننده (Stop Solution): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر.
- 9- بر چسب مخصوص پلیت (Card Board Sealer)

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:

- 1- دستگاه خوانش الایزا (Eliza Reader) دارای فیلتر 450 نانومتر و در صورت امکان 630 به عنوان فیلتر رفرانس.

- 2- سمپلر های 50 و 100 میکرولیتر دقیق
- 3- آب مقطر

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- 1- محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت می باشد .
- 2- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمایند .
- 3- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HIV, HCV, HBs AG کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند . جهت احتیاط بهتر است هر کاربری که با کیت کار می کند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزد .

توضیحات عمومی:

- 1- قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و به خوبی تکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند.
- 2- بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند .
- 3- از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
- 4- پس از افزودن محلول متوقف کننده ، جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
- 5- برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند .
- 6- از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب ، زمان انکو باسیون مناسب می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید ، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتری میشود .
- 7- بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها پیش از 5 دقیقه به طول نیانجامد .

مراحل انجام آزمایش :

- 1- تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید .
- 2- 50 میکرولیتر از هر استاندارد ، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید ، سپس 100 میکرولیتر محلول آنزیم کونژوگه (Enzyme Conjugate) به هر چاهک اضافه نمائید. پلیت را به آرامی به مدت 15 ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند ، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها به صورت دابلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید سپس چاهکها را به مدت 60 دقیقه در درجه حرارت اتاق (22-28 درجه سانتیگراد) انکوبه نمائید .
- 3- محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را 5 بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشوئید (برای شستشو می توان از سمپلر 8 کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد). در هر دفعه شستشو حدود 300 میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی محلول شستشو خارج شوند.
- 4- 100 میکرولیتر محلول رنگزا (Chromogen – Substrate) به هر چاهک اضافه نمائید و چاهکها را به مدت 15 دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمائید .
- 5- با اضافه کردن 100 میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمائید . برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الایزا ریدر با فیلتر 450 nm استفاده نمائید . (توصیه می شود از فیلتر 630 nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد).


شرایط نگهداری فرآورده تشخیصی:

- 1- دمایی نگهداری کیت بین 2-8 C' می باشد و بهتر است که در 4C' نگهداری شود .
- 2- با توجه به انجام تست های accelerate , Full Term این کیت در صورت رعایت موارد نگهداری صحیح تا 12 ماه پایدار می باشد و در این مدت کیت حاضر بالای 90 درصد کارایی اولیه را داراست. با توجه به آزمایشات انجام شده در صورت باز نمودن کیت یک ماه پایدار می باشد .
- 3- چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمائید .
- 4- **توجه :** در صورت باز شدن درب کیت و محلول ها تازمانی که آلودگی میکروبی و قارچی رخ ندهد کیت پایدار خواهند بود.

محاسبه نتایج :

- 1- جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها را به کمک دستگاه Eliza Reader در طول موج 450nm و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس 630nm بخوانید.
- 2- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد ها و غلظت معلوم آنها نموداری Point To Point رسم کنید ، به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید ، در ادامه نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمائید تا منحنی بدست آید.
- 3- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید ، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمائید بطوریکه این خط کاملاً بر محور عمودی عمود باشد و در ادامه از محل تلاقی خط و منحنی ، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید ، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

	استانداردها (mIU/L)	جذب نوری
St 1	0	0.04
St 2	50	0.13
St 3	100	0.2
St 4	500	0.75
St 5	1000	1.5
St 6	2000	2.7



توجه: جذب های نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.

شاخصهای اجرایی:

1- حداقل مقدار قابل اندازه گیری:

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و سه برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت PRL قابل تشخیص در این کیت 15 mIU/L می باشد.

2- دقت آزمایش:

آزمایشهای اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشهای مختلف) با استفاده از 4 استاندارد با غلظتهای مختلف PRL انجام گردید که در جداول 1 و 2 آمده است.

جدول شماره 1 (اینترا-اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین mIU/L	SD mIU/L	CV%
1	12	50	4/63	3/0
2	12	100	5/8	1/7
3	12	500	39/6	4/0
4	12	1000	45/9	1/49

جدول شماره 2 (اینترا-اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین mIU/L	SD mIU/L	CV%
1	5	50	5/2	4/4
2	5	100	5/16	3/2
3	5	500	40/39	4/6
4	5	1000	50/94	3/5

هر سری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است.

3- خطی بودن آزمایش:

به کمک استاندارد صفر رفتهای متوالی 4 نمونه استاندارد با غلظت مشخص از PRL تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول زیر نتایج آن آورده شده است.

جدول خطی بودن:

نمونه	مقدار PRL موجود در سرم رقیق نشده (mIU/L)	ریکوری (%)		
		رقت 25%	رقت 50%	رقت 75%
1	100	98	91	102
2	500	93	95	96
3	1000	95	98	99

4- ریکوری آزمایش:

مقادیر معلومی از HCG به 4 سرم با غلظتهای مشخص PRL افزوده شد و ریکوری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول صفحه بعد آمده است.

جدول ریکواری :

ریکواری (%)	مقدار بدست آمده (mIU/L)	مقدار مورد انتظار (mIU/L)	مقدار افزوده شده PRL (mIU/L)	مقدار PRL موجود در سرم (mIU/L)	نمونه
110	110	100	50	150	1
97.6	122	125	100	150	1
96.6	314	325	500	150	1
95.9	211	220	100	340	2
101	425	420	500	340	2
96.2	645	670	1000	340	2
96.5	444	460	100	820	3
97.7	645	660	500	820	3
100	911	910	1000	820	3
98.4	714	725	100	1350	4
101	940	925	500	1350	4
91.4	1075	1175	1000	1350	4

5- اختصاصیت آزمایش :

اختصاصیت این آزمایش به کمک سرمهایی با غلظتهای مختلف HCG , human TSH, human FSH ,human LH جهت بررسی واکنشهای متقاطع با PRL بررسی شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است .
جدول اختصاصیت (واکنش متقاطع) :

غلظت ظاهری (mIU/L) PRL	غلظت	آنالیت
<15	500	hFSH(IU/L)
<15	250	
<15	100	
<15	500	hLH(IU/L)
<15	250	
<15	100	
<15	500	TSH(mIU/L)
<15	250	
<15	100	
<15	100000	HCG(IU/L)
<15	10000	
<15	1000	

6- اثر هوک (Hook Effect)

آزمایش PRL جهت سرمهایی با غلظت بسیار بالا از این آنالیت (50000 mIU/L) صورت گرفت که پدیده هوک مشاهده نشد .

References

- Bergh T., Nilius S.H., Wide L. 1977. Hyperprolactinemia in amenorrhea incidence and clinical significance. Acta. Endocrinol 86:683-694.
- Seppala, M. 1978. Prolactin and female reproduction. Ann. Clin. Res. 10:164-170.
- Thorner, M.O., McNeilly, A.S., Hagan C. 1974. Long-term treatment of galactorrhea and hypogonadism with bromocriptine. Br. Med. J.

Adress :

No:1161 , Bid Avenue , Payetakht , Industrial zone , Tehran , Iran

Tel : +98 21 66 56 91 84 - 66 59 37 41 Fax : +98 21 66 56 14 28

Email : info@biokarpira.com

www.biokarpira.com



043 ISO 9001-2008 13485