

راهنمای کیت T4

مقدمه:

T4 توسط غده تیروئید ساخته می شود و توسط هیپوتالاموس و هیپوفیز با یک مکانیسم فیدبک منفی حساس تنظیم می شود. TRH تولید شده توسط هیپوتالاموس با تحریک هیپوفیز باعث رها سازی TSH شده که خود با تاثیر روی غده تیروئید باعث آزاد سازی T4 و T3 می گردد که این دو نیز توسط مکانیسم فیدبک ترشح TSH و TRH را کنترل می کنند. T3 و T4 در کبد به فرم های سولفات گلوکوزونه کنژوگه می شوند که این کنژوگه ها داخل صفرها شده و به روده می روند. هورمونهای تیروئیدی هیدرولیز شده بعدها دوباره جذب میشوند. سلول های تیروئید بد پلاسمهائی را به Iodine تبدیل کرده و سپس Iodine را روی آمینو اسید تیروزین مولکول تیرو گلوبولین در موقعیت های 3 و 5 قرار می دهند که منجر به ساخته شدن (MIT, DIT) می شود که از لحاظ بیولوژیکی غیر فعالند. از ادغام دو ملکول DIT هورمون T4 تشکیل می شود. T4 غالباً به پروتئین های پلاسما مثل TBG متصل است که ظرفیت بالائی برای اتصال با T4 دارد. پس مقدار آزاد T4 کمتر از 0.1% است. T4 آزاد به علت اتصال به TBG وارد سلولها شده و اثر بیولوژیکی خود را اعمال می کند.

کاربرد بالینی آزمایش:

تعیین مقدار T4 در ارزیابی عملکرد تیروئید مفید است. در هیپر تیروئیدیسم ناشی از گواتر مولتی ندولر، آدنوما، تومورهای تروفوبلاستی و تیروئیدیت مقادیر T4 بالا میروند. در هیپو تیروئیدیسم ناشی از آتروفی اولیه تیروئید، تیروئیدیت مزمن، کمبود ید متعاقب جراحی، رادیولوژی و نارسائی هیپوفیز کاهش 99.97% T3 و T4 بصورت باند با TBG و TBPA و آلبومین وجود دارد.

محدوده طبیعی:

بزرگسالان	14-4 µg/dl
کودکان	15.3-6.4 µg/dl

اساس آزمایش :

اساس این کیت به روش رقابتی می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی منوکلونال بر علیه یک واحد آنتی ژنیک T4، Coat میشوند. استاندارد ها و نمونه بیماران با آنتی بادی Coat شده در چاهکها مجاور می شود و سپس محلول اسی بافر (assay buffer) و در پی آن کنژوگه T4 به چاهکها اضافه میشوند که این T4 کنژوگه با T4 موجود در نمونه در اتصال به آنتی بادی های کوت شده در چاهکها رقابت می کند. بنابراین هر چه مقدار T4 در نمونه بیشتر باشد مقدار T4 کنژوگه کمتری به آنتی بادی های کوت شده متصل می گردد و بالعکس. در ادامه پس از شستشو، محلول رنگزا که حاوی H2O2 و کروموزن است به داخل چاهکها ریخته میشود و تولید رنگ آبی می کند که رنگ آبی تولید شده به صورت معکوس با غلظت T4 موجود در نمونه ها متناسب است. با افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل میشود که بهترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر دارد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه :

نمونه سرم ارجح است ولی از پلاسما همپارینه یا همراه با EDTA هم استفاده کرد، سرم T4 خیلی پایدار است و می تواند به مدت 7 روز در دمای اتاق و یا برای مدت طولانی تر در یخچال و 20- نگهداری شود (حد اکثر تا 30 روز). از فریز و ذوب کردن نمونه باید اجتناب کرد.

واکنش تداخلی:

داروهای آمبودارون، اسپرین، دانازول، پروپرانولول بالا برنده T4 هستند و آنتی ایپی لپسی ها (ضد صرع ها) مثل فنئوئین و کاربامازین پائین آورنده اند.

محتویات کیت :

- 1- یک عدد پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد T4 (Anti-T4 coated Plate) دارای 96 چاهک
- 2- سری استاندارد (Standard Set): 6 ویال استاندارد دارای غلظت های µg/dl صفر، 1.5، 3، 6، 12، 20 که هر ویال حاوی 0.5 میلی لیتر می باشد.
- 3- سرم کنترل (Control Serum): یک ویال حاوی 0.5 میلی لیتر سرم کنترل با غلظت مشخص نوشته شده روی برچسب ویال
- 4- محلول رقیق کننده نمونه ها (Sample Diluent): یک ویال حاوی 1 میلی لیتر برای رقیق کردن نمونه هائی که غلظت بالاتری از بالاترین استاندارد کیت را دارا می باشند.
- 5- محلول آنزیم کنژوگه (Enzyme Conjugate): یک ویال حاوی 6 میلی لیتر محلول حاوی T4 کنژوگه شده با HRP.
- 6- محلول اسی بافر (Assay Buffer): یک ویال حاوی 6 میلی لیتر محلول.
- 7- محلول شستشو (Washing Solution): یک ویال حاوی 40 میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (25 X) که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف مقدار لازم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت 1/25 با آب مقطر رقیق کنید.
- 8- محلول رنگزا (Chromogen Substrate): یک ویال حاوی 12 میلی لیتر و آماده برای مصرف.
- 9- محلول متوقف کننده (Stop Solution): یک ویال حاوی 12 میلی لیتر.
- 10- برچسب مخصوص پلیت (Card Board Sealer)

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:

- 1- دستگاه خوانش الیزا (Eliza Reader) دارای فیلتر 450 نانومتر و در صورت امکان 630 به عنوان فیلتر رفرانس.
- 2- سمپلر های 25 و 50 و 100 میکرولیتر دقیق
- 3- آب مقطر

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- 1- محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت می باشد.
- 2- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمایند.
- 3- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HIV, HCV, HBs AG کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند. جهت احتیاط بهتر است هر کاربری که با کیت کار می کند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزد.

توضیحات عمومی:

- 1- قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و به خوبی تکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند.
- 2- بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند.
- 3- از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید.
- 4- پس از افزودن محلول متوقف کننده، جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد.
- 5- برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند.
- 6- از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب، زمان انکوباسیون مناسب می باشد، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتری میشود.
- 7- بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها پیش از 5 دقیقه به طول نینجامد.

مراحل انجام آزمایش:

- 1- تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید.
- 2- 25 میکرولیتر از هر استاندارد، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید، سپس پلیت را به آرامی به مدت 15 ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها به صورت داپلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید سپس 50 میکرولیتر محلول اسی بافر (Assay buffer) و در پی آن 50 میکرو لیتر محلول (Enzyme Conjugate) آنزیم کونزوگه به هر چاهک اضافه نمایند و برای 15 ثانیه پلیت را تکان دهید تا محتویات چاهکها خوب مخلوط شوند و آنگاه درب چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت 1 ساعت در درجه حرارت اتاق (22-28 درجه) انکوبه نمایند.
- 3- محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را 5 بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشوئید (برای شستشو می توان از سمپلر 8 کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد). در هر دفعه شستشو حدود 300 میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی محلول شستشو خارج شوند.
- 4- 100 میکرولیتر محلول رنگزا (Chromogen – Substrate) به هر چاهک اضافه نمایند و چاهکها را به مدت 15 دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمایند.
- 5- با اضافه کردن 100 میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمایند. برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الیزا ریدر با فیلتر 450 nm استفاده نمایند. (توصیه می شود از فیلتر 630 nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد).


شرایط نگهداری فرآورده تشخیصی:

- 1- دمای نگهداری کیت بین 2-8 C می باشد و بهتر است که در 4C نگهداری شود.
- 2- با توجه به انجام تست های Full Term, accelerate این کیت در صورت رعایت موارد نگهداری صحیح تا 12 ماه پایدار می باشد و در این مدت کیت حاضر بالای 90 درصد کارایی اولیه را داراست. با توجه به آزمایشات انجام شده در صورت باز نمودن کیت یک ماه پایدار می باشد.
- 3- چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمایند.
- 4- **توجه:** در صورت باز شدن درب کیت و محلول ها تازمانی که آلودگی میکروبی و قارچی رخ ندهد کیت پایدار خواهند بود.

محاسبه نتایج:

- 1- جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها را به کمک دستگاه Eliza Reader در طول موج 450nm و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس 630nm بخوانید.
- 2- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد ها و غلظت معلوم آنها نموداری Point To Point رسم کنید، به این صورت که جذب نوری استاندارد ها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید، در ادامه نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایند تا منحنی بدست آید.
- 3- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایند بطوریکه این خط کاملاً بر محور عمودی عمود باشد و در ادامه از محل تلاقی خط و منحنی، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

جذب نوری	استانداردها (µg/dl)	St
2.5	0	St 1
1.65	1.5	St 2
0.99	3.0	St 3
0.43	6.0	St 4
0.22	12	St 5
0.1	20	St 6



راهنمای کیت T4

توجه: جذب های نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.
شاخصهای اجرایی:

1- **حداقل مقدار قابل اندازه گیری:**

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و سه برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت T4 قابل تشخیص در این کیت 0.4 µg/dl می باشد.

2- **دقت آزمایش:**

آزمایشهای اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشهای مختلف) با استفاده از 4 استاندارد با غلظتهای مختلف T4 انجام گردید که در جدول 1 و 2 آمده است.

جدول شماره 1 (اینترا-اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین µg/dl	SD µg/dl	CV%
1	12	0	167.9	8.1
2	12	1.5	125.2	8.3
3	12	6.0	24.6	6.8
4	12	20	8.4	9.0

جدول شماره 2 (اینترا-اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین µg/dl	SD µg/dl	CV%
1	5	0	155.2	7.7
2	5	1.5	112.3	6.5
3	5	3.0	90.4	5.1
4	5	6.0	27.1	8.6

هر سری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است.

3- **ریکاوری آزمایش:**

مقادیر معلومی از T4 به 4 سرم با غلظتهای مشخص T4 افزوده شد و ریکاوری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول زیر آمده است.

جدول ریکاوری:

نمونه	مقدار T4 موجود در سرم (µg/dl)	مقدار افزوده شده T4 (µg/dl)	مقدار مورد انتظار (µg/dl)	مقدار بدست آمده (µg/dl)	ریکاوری (%)
1	2.2	1.5	1.95	1.8	92
1	2.2	6	4.1	3.9	95
1	2.2	20	11.1	10.8	97
2	3.5	1.5	2.5	2.2	88
2	3.5	6	4.75	4.85	102
2	3.5	20	11.75	11.2	95
3	6.6	1.5	4.05	4.0	98
3	6.6	6	6.3	6.0	95
3	6.6	20	13.3	12.4	93
4	10.5	1.5	6	5.5	91
4	10.5	6	8.25	7.9	95
4	10.5	20	15.25	13.5	88

4- خطی بودن آزمایش :

به کمک استاندارد صفر رتقهای متوالی 4 نمونه استاندارد با غلظت مشخص از T4 تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول زیر نتایج آن آورده شده است .

جدول خطی بودن :

ریکاوری (%)				مقدار T4 موجود در سرم رقیق نشده (µg/dl)	نمونه
100%	رقت 75%	رقت 50%	رقت 25%		
94	102	90	92	3.0	1
96	96	93	90	6.0	2
92	91	95	92	20	3

5- اختصاصیت آزمایش :

اختصاصیت این آزمایش به کمک سرمهایی با غلظتهای مختلف 3,5-Diiodothyronine (T3) و 3,3',5-Triiodothyronine (T3) و 3,3',5-Triiodoacetic acid و 3,3',5-Triiodothyroacetic acid و 3,3',5-Triiodothyropropionic acid جهت بررسی واکنشهای متقاطع با T4 بررسی شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است .

جدول اختصاصیت (واکنش متقاطع) :

غلظت ظاهری T4 (µg/dl)	غلظت (nmol/L)	آنالیت
<0.4	1000	3,5-Diiodothyronine
<0.4	100	3,3',5-Triiodothyronine(T3)
<0.4	100	3,3',5'Triiodonine(rT3)
<0.4	100	3,3',5-Triiodothyro acetic acid
<0.4	100	3,3',5-Triiodothyropropionic و

References

1. Barjer, S.B., 1948. Determination of protein bound iodine. J. Biol. Chem. 173,175.
2. Chopra, I.j., Solomon, D.H. and Ho, R.S., 1971. A radioimmunoassay of triiodothyronine. J. Clin. Endocrinol. 33,865.
3. Young D.S., Prstaner, L.C. and Gilberman, U. 1975. Effects of drugs on clinical laboratory tests. Clin. Chem. 21, 3660.
4. Sterling, L. 1975. Diagnosis and treatment of thyroid disease, Cleveland CRC Press, 19-51.

Adress :

No:1161 , Bid Avenue , Payetakht , Industrial zone , Tehran , Iran

Tel : +98 21 66 56 91 84 - 66 59 37 41 Fax : +98 21 66 56 14 28

Email : info@biokarpira.com

www.biokarpira.com



043 ISO 9001-2008 13485