

مقدمه:

ساختمان و متابولیسم: این آنتی ژن هم در سلولهای اپی تلیال پروستات نرمال و هم در سلولهای سرطانی مستقر است. این آنتی ژن عملاً از نظر ایمونولوژیک از اسید فسفاتاز کاملاً متمایز است. ثابت شده که موثرترین روش برای پیگیری و تشخیص کارسینوم پروستات می باشد. یک گلیکو پروتئین با وزن مولکولی 24000 دالتون می باشد و به عنوان یک Kallikrein Serin Protease عمل می کند. در واقع این ماده یک سرین پروتئاز است که عمل رقیق کنندگی در مایع سمینال را انجام می دهد و به عنوان پروتئاز PSA به یک $\alpha 2$ ماکروگلوبولین باند گردیده و با $\alpha 1$ آنتی کیمو تریپسین در غدد شیری پستان - مایع آمنیوتیک - غدد پارا تیروئید و بافت نرمال پستان و بافت آندو متریال بافت می شود، نیمه عمر آن 2 تا 3 روز است. PSA یک گلیکو پروتئین تک زنجیره ایست که 7% کربو هیدرات 237 اسید آمینه دارد. وزن مولکولی آن 28430 است و نقطه ایزو الکتریک آن 6/8 تا 7/2 است. دو شکل مهم از PSA در گردش خون وجود دارد. مهمترین آن باند $\alpha 1$ - Antichymotrypsin inhibitor با وزن مولکولی 1000 و (ACT) آنتی کیموتروپسین و ترکیب مختصری از Free PSA با وزن مولکولی 28430 می باشد.

معرفی آزمایش و کاربرد بالینی:

این آزمایش همراه با PAP (Prostate Acid Phosphate) در مراحل اولیه سرطان پروستات افزایش می یابد اندازه گیری PSA در درمان و پیشگیری سرطان پروستات موثر است. بالاترین ارزش PSA به عنوان یک شاخص برای پیشگیری بیماران با ریسک بالا و یا بیماری پیشرفته است. PSA به تنهایی شاخص محکمی جهت تشخیص سرطان پروستات نیست و باید حتماً با معاینه رکتال Digital Rectal exam همراه باشد چون PSA در هیپرتروفی های خوش خیم پروستات هم بالا می رود.

محدوده طبیعی:

بین 0-4 ng/ml یا 4-10 $\mu\text{g/L}$ میباشد، امروزه در بیماران با بزرگی ندولار پروستات محدوده طبیعی بر اساس سن و جنس گزارش می شود. البته مقادیر نرمال PSA در سرم افراد طبیعی که توسط تست های مکرر به روش الایزا بدست آمده به شرح زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد تا هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:

سن	10-49	50-59	60-69	70-79
ng/ml	0-5.2	0-5.3	0-5.4	0-5.6

اساس آزمایش :

اساس این کیت به روش ساندویچ الایزا می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی منوکلونال بر علیه یک واحد آنتی ژنیک PSA، Coat میشوند. نمونه بیماران با آنتی بادی Coat شده در چاهکها مجاور می شود، سپس آنتی بادی ثانویه متصل به آنزیم HRP به چاهکها اضافه می شود که باعث ایجاد یک کمپلکس ایمنی می شود که نشانگر غلظت PSA در نمونه ها می باشد. در ادامه پس از شستشو، محلول رنگزا که حاوی H_2O_2 و کروموزن است به داخل چاهکها ریخته میشود و تولید رنگ آبی می کند که رنگ آبی تولید شده متناسب با کمپلکس ایمنی ایجاد شده در چاهکها می باشد. با افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل میشود که بهترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر دارد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه :

سرم یا پلاسما را می توان پس از جدا نمودن از خون استفاده نمود. نمونه را می توان به مدت 24 ساعت در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و یا برای مدت زمان طولانی تر در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری کرد. (در ضمن باید از Freeze - Thaw نمودن پرهیز شود) سن بیمار و سابقه معاینه باید قبل از نمونه گیری پرسیده شود.

محتویات کیت :

- 1- یک عدد پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد PSA (Anti-PSA coated Plate) دارای 96 چاهک
- 2- سری استاندارد (Standard Set): 6 ویال استاندارد دارای غلظت های ng/ml، 1، 4، 10، 30، 60 که هر ویال محتوی 0.5 میلی لیتر می باشد.
- 3- سرم کنترل (Control Serum): دو ویال حاوی 0.5 میلی لیتر سرم کنترل با غلظت های مشخص نوشته شده روی برجسب ویال.
- 4- محلول رقیق کننده نمونه ها (Sample Diluent): یک ویال حاوی 1 میلی لیتر برای رقیق کردن نمونه هائی که غلظت بالاتری از بالاترین استاندارد کیت را دارا می باشند.
- 5- محلول آنزیم کنژوگه (Enzyme Conjugate): یک ویال حاوی 12 میلی لیتر محلول حاوی PSA کنژوگه شده با HRP.
- 6- محلول شستشو (Washing Solution): یک ویال حاوی 40 میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (25 X) که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف مقدار لازم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت 1/25 با آب مقطر رقیق کنید.
- 7- محلول رنگزا (Chromogen Substrate): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر و آماده برای مصرف.
- 8- محلول متوقف کننده (Stop Solution): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر.
- 9- بر چسب مخصوص پلیت (Card Board Sealer)

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:

- 1- دستگاه خوانش الایزا (Eliza Reader) دارای فیلتر 450 نانومتر و در صورت امکان 630 به عنوان فیلتر رفرانس.
- 2- سمپلر های 20 و 100 میکرولیتر دقیق
- 3- آب مقطر

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- 1- محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت می باشد .
- 2- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمائید .
- 3- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HIV, HCV, HBs AG کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند . جهت احتیاط بهتر است هر کاربری که با کیت کار می کند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزد .

توضیحات عمومی:

- 1- قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و به خوبی تکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند.
- 2- بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند .
- 3- از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
- 4- پس از افزودن محلول متوقف کننده ، جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
- 5- برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند .
- 6- از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب ، زمان انکو باسیون مناسب می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید ، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتری میشود.
- 7- بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها پیش از 5 دقیقه به طول نیانجامد .

مراحل انجام آزمایش :

- 1- تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید .
- 2- 25 میکرولیتر از هر استاندارد ، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید ، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها به صورت دابلپیکی استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید .
- 3- سپس 100 میکرولیتر از محلول Enzyme Conjugate را به هر چاهک اضافه نموده و پلیت را به آرامی به مدت 15 ثانیه تکان دهید تا محتویات آن خوبی مخلوط شوند .
- 4- درب چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت 30 دقیقه در درجه حرارت اتاق (22-28 درجه سانتیگراد) انکوبه نمائید .
- 5- محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را 5 بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشوئید (برای شستشو می توان از سمپلر 8 کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد). در هر دفعه شستشو حدود 300 میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی محلول شستشو خارج شوند.
- 6- 100 میکرولیتر محلول رنگزا (Chromogen – Substrate) به هر چاهک اضافه نمائید و چاهکها را به مدت 15 دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمائید .
- 7- با اضافه کردن 100 میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمائید . برای سنجش جذب نوری هر چاهک از دستگاه الایزا ریدر با فیلتر 450 nm استفاده نمائید . (توصیه می شود از فیلتر 630 nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد).


شرایط نگهداری فرآورده تشخیصی:

- 1- دمای نگهداری کیت بین 2-8 C می باشد و بهتر است که در 4C نگهداری شود .
- 2- با توجه به انجام تست های Full Term , accelerate این کیت در صورت رعایت موارد نگهداری صحیح تا 12 ماه پایدار می باشد و در این مدت کیت حاضر بالای 90 درصد کارایی اولیه را داراست . با توجه به آزمایشات انجام شده در صورت باز نمودن کیت یک ماه پایدار می باشد .
- 3- چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمائید .
- 4- **توجه :** در صورت باز شدن درب کیت و محلول ها تازمانی که آلودگی میکروبی و قارچی رخ ندهد کیت پایدار خواهند بود.

محاسبه نتایج :

- 1- جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها را به کمک دستگاه Eliza Reader در طول موج 450nm و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس 630nm بخوانید.
- 2- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد ها و غلظت معلوم آنها نموداری Point To Point رسم کنید ، به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید ، در ادامه نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمائید تا منحنی بدست آید.
- 3- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید ، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمائید بطوریکه این خط کاملاً بر محور عمودی عمود باشد و در ادامه از محل تلاقی خط و منحنی ، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید ، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

	استانداردها (µg/L)	جذب نوری
St 1	0	0.028
St 2	1.0	0.13
St 3	4.0	0.44
St 4	10	0.9
St 5	30	1.85
St 6	60	2.65



توجه: جذب های نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.

شاخصهای اجرایی:

1- حداقل مقدار قابل اندازه گیری:

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و سه برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت PSA قابل تشخیص در این کیت 0.1 ng/ml می باشد .

2- دقت آزمایش:

آزمایشهای اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینترا-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشهای مختلف) با استفاده از استانداردهائی با غلظتهای مختلف PSA انجام گردید که در جداول 1 و 2 آمده است .

جدول شماره 1 (اینترا-اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین ng/ml	SD ng/ml	CV%
1	12	1/0	0/07	3/5
2	12	10	0/45	4/11

جدول شماره 2 (اینترا-اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین ng/ml	SD ng/ml	CV%
1	5	1/0	0/06	3/02
2	5	4/0	0/2	3/33
3	5	10	0/37	3/32
4	5	30	0/52	2/62

هر سری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است .

3- خطی بودن آزمایش:

به کمک استاندارد صفر رقتهای متوالی 4 نمونه سرم با غلظت مشخص از PSA تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول نتایج آن آورده شده است .

جدول خطی بودن:

ریکاویری (%)				مقدار PSA موجود در سرم رقیق نشده (ng/ml)	نمونه
100%	رقت 75%	رقت 50%	رقت 25%		
97	105	96	100	1/0	1
103	98	90	97	4/0	2
94	98	92	97	10	3

4- ریکواری آزمایش :

مقادیر معلومی از PSA به 4 سرم با غلظتهای مشخص PSA افزوده شد و ریکواری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول صفحه بعد آمده است .

جدول ریکواری :

ریکواری (%)	مقدار بدست آمده (ng/ml)	مقدار مورد انتظار (ng/ml)	مقدار افزوده شده PSA (ng/ml)	مقدار PSA موجود در سرم (ng/ml)	نمونه
88	0/62	0/7	1/0	0/4	1
95	4/95	5/2	10	0/4	1
98	14/9	15/2	30	0/4	1
95	3/05	3/2	1/0	5/4	2
101	7/8	7/7	10	5/4	2
96	17/0	17/7	30	5/4	2
100	7/9	7/9	1/0	14/8	3
93	11/6	12/4	10	14/8	3
93	25/5	27/4	30	14/8	3
95	21/7	22/75	1/0	44/5	4
95	26/1	27/25	10	44/5	4
92	34/5	37/25	30	44/5	4

5- اثر هوک (Hook Effect)

آزمایش PSA جهت سرمهایی با غلظت بسیار بالا از این آنالیت (50µg/ml) صورت گرفت که پدیده هوک مشاهده نشد .

References

1. Belanger A., Van Harbeek H., et al. Molecular mass and carbohydrate structure of prostate specific antigen. Studies for establishment of an international PSA. Prostate 1995; 27: 187-197.
2. Zhov A. M., Tewari P.C., Card Weu G. W. Multiple forms of PSA in serum; Differences in immunorecognition by monoclonal and polyclonal assay. Clin. Chem. 1993; 39:2483.

Adress :

No:1161 , Bid Avenue , Payetakht , Industrial zone , Tehran , Iran

Tel : +98 21 66 56 91 84 - 66 59 37 41 Fax : +98 21 66 56 14 28

Email : info@biokarpira.com

www.biokarpira.com



043 ISO 9001-2008 13485