

مقدمه:

تیروکسین (T4) هورمون اصلی تیروئید است که با توجه به حلالیت کم این هورمون در محیط آبی، بخش عمده آن (حدود 95%) به پروتئینهای حامل متصل بوده و بخش کوچکی بصورت آزاد در خون وجود دارد که دارای فعالیت فیزیولوژیک بوده و اندازه گیری آن شاخص مهمتری از تیروکسین تام است زیرا تیروکسین تام تحت تاثیر میزان پروتئین های حامل قرار می گیرد. فرم فعال متابولیک و قابل قبول موجود در بافت ها فرم FT4 است.

کاربرد بالینی آزمایش:

در هیپرتیروئیدیسم و هیپوتیروئیدیسم درمان شده با تیروکسین FT4 بالا می رود همچنین در سندرم گریوز و تیروتاکسیوز نیز مقدار FT4 بالا می رود. در زمان حاملگی و در هیپوتیروئیدیسم و هیپرتیروئیدیسم درمان شده با تری یدونین و در هیپوتیروئیدیسم با منشا هیپوفیز و هیپوتالاموس مقدار FT4 پائین می آید. نوسانات FT4 ممکن است در بیماران Euthyroid و در زمان بیماری های Non thyroid حاد و مزمن اتفاق بیفتد.

محدوده طبیعی:

مقادیر نرمال Free T4 در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر الایزا بدست آمده بقرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد.

محدوده طبیعی	2.1-0.6 ng/dl
--------------	---------------

برای بیمارانی که از داروی Levothyroxine استفاده می کنند، 5 ng/dl نیز نرمال است.

اساس آزمایش:

اساس این کیت به روش رقابتی می باشد. در این روش چاهکها توسط آنتی بادی منوکلونال بر علیه یک واحد آنتی ژنیک T4، Coat میشوند. استاندارد ها و نمونه بیمارانی با آنتی بادی Coat شده در چاهکها مجاور می شود و سپس محلول آبی بافر (assay buffer) و پس از انکوباسیون T4 متصل به HRP به چاهکها اضافه میشوند که این کنژوگه با T4 موجود در نمونه در اتصال به آنتی بادی های کوت شده در چاهکها رقابت می کند. بنابراین هر چه مقدار Free T4 در نمونه بیشتر باشد مقدار T4 کنژوگه با T4 موجود در نمونه در اتصال به آنتی بادی های کوت شده متصل می گردد و بالعکس. در ادامه پس از شستشو، محلول رنگزا که حاوی H2O2 و کروموزن است به داخل چاهکها ریخته میشود و تولید رنگ آبی می کند که رنگ آبی تولید شده به صورت معکوس با غلظت T3 موجود در نمونه ها متناسب است. با افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل میشود که بهترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر دارد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه:

نمونه سرم ارجح است ولی از پلاسما یا هیپارینه یا همراه با EDTA هم استفاده کرد، سرم T4 خیلی پایدار است و می تواند به مدت 7 روز در دمایی اتاق و یا برای مدت طولانی تر در یخچال و 20- نگهداری شود (حد اکثر تا 30 روز). از فریز و ذوب کردن نمونه باید اجتناب کرد.

واکنش تداخلی:

داروهای آمیودارون، اسپرین، دانازول، پروپرانولول و فورسماید بالا برنده Free T4 هستند و آنتی ایپی لپسی ها (ضد صرع ها) مثل فنی توئین و کاربامازین و متادون و ریفامپین و هیپارین پائین آورنده اند.

محتویات کیت:

- 1- یک عدد پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد T4 (Anti-T4 coated Plate) دارای 96 چاهک
- 2- سری استاندارد (Standard Set): 6 ویال استاندارد دارای غلظت های 0.2، 1، 2.5، 5، 10 که هر ویال محتوی 0.5 میلی لیتر می باشد.
- 3- سرم کنترل (Control Serum): یک ویال حاوی 0.5 میلی لیتر سرم کنترل با غلظت مشخص نوشته شده روی برچسب ویال.
- 4- محلول رقیق کننده نمونه ها (Sample Diluent): یک ویال حاوی 1 میلی لیتر برای رقیق کردن نمونه هائی که غلظت بالاتری از بالاترین استاندارد کیت را دارا می باشند.
- 5- محلول آنزیم کنژوگه (Enzyme Conjugate): یک ویال حاوی 12 میلی لیتر محلول حاوی T4 کنژوگه شده با HRP.
- 6- محلول شستشو (Washing Solution): یک ویال حاوی 40 میلی لیتر محلول شستشوی غلیظ (25 X) که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف مقدار لازم از محلول شستشوی غلیظ را به نسبت 1/25 با آب مقطر رقیق کنید.
- 7- محلول رنگزا (Chromogen Substrate): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر و آماده برای مصرف.
- 8- محلول متوقف کننده (Stop Solution): یک ویال محتوی 12 میلی لیتر.
- 10- برچسب مخصوص پلیت (Card Board Sealer)

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشد:

- 1- دستگاه خوانش الایزا (Eliza Reader) دارای فیلتر 450 نانومتر و در صورت امکان 630 به عنوان فیلتر رفرانس.
- 2- سمپلر های 25 و 50 و 100 میکرولیتر دقیق
- 3- آب مقطر

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان:

- 1- محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت می باشد.
- 2- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمائید.
- 3- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HIV، HCV، HBs AG کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند. جهت احتیاط بهتر است هر کاربری که با کیت کار می کند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزد.

توضیحات عمومی:

- 1- قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و به خوبی تکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند.
- 2- بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند.
- 3- از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید.

- 4- پس از افزودن محلول متوقف کننده ، جذب نوری چاهکها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
- 5- برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شوند .
- 6- از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب ، زمان انکو باسیون مناسب می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید ، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتری میشود.
- 7- بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها پیش از 5 دقیقه به طول نینجامد .

مراحل انجام آزمایش :

- 1- تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمگیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را ببندید .
- 2- 25 میکرولیتر از هر استاندارد ، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک بریزید ، سپس پلیت را به آرامی به مدت 15 ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند ، پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها به صورت دابلکیست استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دوچاهک بریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید سپس 100 میکرولیتر (Enzyme Conjugate) آنزیم کونزوگ به هرچاهک اضافه نمائید و برای 15 ثانیه پلیت را تکان دهید تا محتویات چاهکها خوب مخلوط شوند و آنگاه درب چاهکها را با بر چسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت 1 ساعت در درجه حرارت اتاق (22-28 درجه) انکوبه نمائید.
- 3- محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را 5 بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشوئید (برای شستشو می توان از سمپلر 8 کاناله استفاده نمود ولی باید مواظب بود که محلول شستشو از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خطا در نتیجه آزمایش گردد). در هر دفعه شستشو حدود 300 میکرولیتر محلول شستشو در هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را درحالت وارونه و با ضربات ملایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی محلول شستشو خارج شوند.
- 4- 100 میکرولیتر محلول رنگزا (Chromogen – Substrate) به هرچاهک اضافه نمائید و چاهکها را به مدت 15 دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمائید .
- 5- با اضافه کردن 100 میکرولیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هرچاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمائید . برای سنجش جذب نوری هرچاهک از دستگاه الایزا ریدر با فیلتر 450 nm استفاده نمائید .
(توصیه می شود از فیلتر 630 nm به عنوان فیلتر رفرانس استفاده گردد.)


شرایط نگهداری فرآورده تشخیصی:

- 1- دمای نگهداری کیت بین 'C 2-8 می باشد و بهتر است که در 'C 4 نگهداری شود .
- 2- با توجه به انجام تست های Full Term , accelerate ، این کیت در صورت رعایت موارد نگهداری صحیح تا 12 ماه پایدار می باشد و در این مدت کیت حاضر بالای 90 درصد کارایی اولیه را داراست . با توجه به آزمایشات انجام شده در صورت باز نمودن کیت یک ماه پایدار می باشد .
- 3- چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمائید .
- 4- **توجه :** در صورت باز شدن درب کیت و محلول ها تا زمانی که آلودگی میکروبی و فارژی رخ ندهد کیت پایدار خواهند بود.

محاسبه نتایج :

- 1- جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها را به کمک دستگاه Eliza Reader در طول موج 450nm و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس 630nm بخوانید.
- 2- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد ها و غلظت معلوم آنها نموداری Point To Point رسم کنید ، به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید ، در ادامه نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمائید تا منحنی بدست آید.
- 3- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید ، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمائید بطوریکه این خط کاملا بر محور عمودی عمود باشد و در ادامه از محل تلاقی خط و منحنی ، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید ، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد.

	استانداردها (ng/dl)	جذب نوری
St 1	0	2.65
St 2	0.2	2.45
St 3	1.0	1.85
St 4	2.5	1.0
St 5	5.0	0.65
St 6	10	0.2



توجه : جذب های نوری و منحنی مربوط فقط به عنوان نمونه می باشند و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید.
شاخصهای اجرایی:

- 1- حداقل مقدار قابل اندازه گیری :
بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و سه برابر انحراف معیار (SD) حداقل غلظت Free T4 قابل تشخیص در این کیت 0.1 ng/dl می باشد .
- 2- دقت آزمایش :
آزمایشهای اینتر-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و اینتر-اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشهای مختلف) با استفاده از 4 استاندارد با غلظتهای مختلف Free T4 انجام گردید که در جداول 1 و 2 آمده است .

جدول شماره 1 (اینترا- اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین ng/dl	SDng/dl	CV%
1	12	0.2	0.5	6.6
2	12	1	0.03	8.3
3	12	2.5	1.08	5.9
4	12	5	0.25	4.0

جدول شماره 2 (اینترا- اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار	میانگین ng/dl	SD ng/dl	CV%
1	5	0.2	0.04	7.0
2	5	1	0.08	5.1
3	5	2.5	0.25	5.0
4	5	5	0.86	4.4

هرسری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است .

3- ریکواری آزمایش :

مقادیر معلومی از Free T4 به 4 سرم با غلظتهای مشخص Free T4 افزوده شد و ریکواری آنها محاسبه گردید که نتایج آن در جدول زیر آمده است .
جدول ریکواری :

نمونه	مقدار Free T4 موجود در سرم (ng/dl)	مقدار افزوده شده Free T4 (ng/dl)	مقدار مورد انتظار (ng/dl)	مقدار بدست آمده (ng/dl)	ریکواری (%)
1	0.5	0.3	0.4	0.36	90
1	0.5	0.85	1.1	1.0	90
1	0.5	2.2	1.35	1.4	103
2	0.95	0.3	0.625	0.59	94
2	0.95	0.85	0.9	0.92	102
2	0.95	2.2	1.5	1.5	100
3	1.6	0.3	0.95	1.0	105
3	1.6	0.85	1.2	1.1	91
3	1.6	2.2	1.9	1.75	92
4	3.5	0.3	1.9	1.75	92
4	3.5	0.85	2.1	1.9	90
4	3.5	2.2	2.85	2.5	87

4- خطی بودن آزمایش :

به کمک استاندارد صفر رفتهای متوالی 4 نمونه استاندارد با غلظت مشخص از Free T4 تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شد که در جدول زیر نتایج آن آورده شده است .

جدول خطی بودن :

نمونه	مقدار Free T4 موجود در استاندارد (ng/dl)	ریکواری (%)		
		رقت 25%	رقت 50%	رقت 75%
1	1.0	92	90	102
2	2.5	90	93	96
3	5	92	95	91

5- اختصاصیت آزمایش :

اختصاصیت این آزمایش به کمک سرمهایی با غلظتهای مختلف 3,5-Diiodothyronine و 3,3',5-Triiodothyronine (T3) و 3,3',5-Triiodoacetic acid و 3,3',5-Triiodothyropropionic acid و جهت بررسی واکنشهای متقاطع با Free T4 بررسی شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است .

جدول اختصاصیت (واکنش متقاطع) :

غلظت ظاهري Free T4 (ng/dl)	غلظت (nmol/L)	آنالیت
<0.1	1000	3,5-Diiodothyronine
<0.1	100	3,3',5-Triiodothronine(T3)
<0.1	100	3,3',5'Triiodonine(rT3)
<0.1	100	3,3',5-Triiodothyro acetic acid
<0.1	100	3,3',5-Triiodothyropioonic و

References

1. Tietz N.W, Fundamentals of clinical chemistry, 2nd Ed, Pg, 602 Saunders press, Philadelphia, 1976.
2. Barker,S.B. – Determination of protein bound iodine journal biological chemistry, 173, 175, (1948). 3. Young, D.S, Pestaner, L.C and Gilberman, U young effects of drugs on clinical laboratory tests clinical chemistry, 21, 3660, (1975)
4. Sati, c. , chattr, A.J. , Watts, N. in fundamentals of clinical chemistry. Ed, Tietz, N.W. 3rd Edition, pg. 586, Saunders press Phila.1987
5. Liewendhal K. (1990) Assessment of thyroid status by laboratory methods: development and prepectives. Scan J. clin. Invest. (Suppl. 201) 83-92
6. Cavalieri RR., Rapoport B. (1977) Impaired peripheral conversion of thyroxine to triiodothyronine. Ann. Rev. Med.28:57-65
7. Spector DA et al . Thyroid function and metabolic state in chronic renal failure Ann. Int. Med. 85:724-730.
8. Burr WA et al (1975) Serum triiodothyronine and reverse triiodothyronine concentration after surgical operation. Lancet II

Adress :

No:1161 , Bid Avenue , Payetakht , Industrial zone , Tehran , Iran

Tel : +98 21 66 56 91 84 - 66 59 37 41 Fax : +98 21 66 56 14 28

Email : info@biokarpira.com

www.biokarpira.com



043 ISO 9001-2008 13485